


COSMOS ZA (GC)



Generator powietrza przeznaczony do aplikacji GC-FID, GC-FPD, GC-NPD, THA.

Zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie generator nie wykorzystuje do produkcji powietrza wysokociśnieniowych cylindrów. Generator został wytworzony z najwyższej jakości komponentów, jest łatwy do zainstalowania i wymaga jedynie minimalnej ingerencji przy okresowym serwisowaniu.

Ze względu na ergonomiczny i kompaktowy design nadaje się idealnie jako generator powietrza do systemów GC.

Najważniejsze elementy i cechy zestawu:

- przepływ 1, 1.5, 3, 6, 15, 30L/min,
- czystość HC < 0,05 ppm, CO < 0,05 ppm,
- ciśnienie do 6,5 bar,
- wymaga podłączenia zewnętrznego kompresora,
- światło LED oznaczające status urządzenia (gotowy, stand-by, alarm, wyłączony),
- możliwość monitorowania i diagnostyki za pomocą komputera podłączonego portem USB.

Więcej informacji na stronie [producenta](#).